

Confezione sterile è adottata

Istruzioni per l'uso

Oggi la qualità della cura del paziente richiede che il monitoraggio della temperatura corporea sia parte integrante di qualsiasi misurazione fisiologica in sala operatoria, in terapia intensiva, in terapia intensiva o in pronto soccorso. Med-link offre una linea completa di sonde di temperatura sterili e sterilizzabili per misurare la temperatura corporea dei vostri pazienti critici.

Modello: Vedi etichetta.

Compatibilità: vedi etichetta.

Durata di conservazione: 2 anni.

Specifiche

Gamma di temperatura: da 25°C a 45°C

Precisione: ±0.1°C da 25°C a 45°C..

Limite di temperatura: Operativo: Da +5°C a +40°C; Conservazione/Trasporto: Da -20°C a +55°C

Limitazione di umidità (funzionamento/stoccaggio/trasporto): 0~95%RH

Limitazione della pressione atmosferica (funzionamento/stoccaggio/trasporto): 86kPa~106kPa



Attenzione: La legge federale (U.S.A.) limita questo dispositivo alla vendita da parte o su ordine di un medico.

Uso previsto: Viene utilizzato insieme alle apparecchiature mediche per raccogliere e trasmettere il segnale della temperatura corporea del paziente.

Controindicazioni: L'uso del sensore esofageo/rettale può essere controindicato nei neonati e nei piccoli infanti sottoposti a tracheostomia o a cateterismo della vena giugulare interna e a procedure chirurgiche laser.

Istruzioni per il funzionamento:

- 1) Si prega di selezionare la sonda di temperatura appropriata secondo le diverse forme del corpo dei pazienti;
- 2) Confermare che il sacchetto di imballaggio è intatto e non danneggiato, e strappare il sacchetto di imballaggio per prendere la temperatura sonda;
- 3) Si prega di verificare la compatibilità della sonda per assicurarsi che l'attrezzatura sia compatibile con la sonda;
- 4) Assicurarsi che il connettore della sonda corrisponda all'interfaccia di temperatura dell'apparecchiatura;
- 5) La sonda può essere applicata su diversi siti tra cui i seguenti:

● Quando viene applicato nell'esofago:

Il tubo E.T. (tubo endotracheale) dovrebbe essere inserito per primo se necessario, dopo di che la sonda di temperatura può essere applicata.

La profondità d'inserimento raccomandata è di 25-30 cm per gli adulti e di 10 + (il doppio dell'età diviso 3) cm per i pediatri.

Controllare la posizione della sonda secondo la procedura medica. La sonda non deve essere inserita troppo in profondità, e la cannula esterna della sonda deve essere esposta ad almeno 5 cm dal paziente.

● Quando viene applicato nella cavità nasale:

Prima lubrificare la sonda di temperatura, e poi posizionare la sonda secondo le procedure di funzionamento medico corrispondenti. Controllare la posizione della sonda secondo la procedura medica.

● Quando viene applicato nel retto:

In primo luogo lubrificare la sonda di temperatura, e poi posizionare la sonda secondo le corrispondenti procedure di operazione medica. La profondità di inserimento raccomandata è 6-10cm per gli adulti e 2-3cm per pediatrica. Controllare la posizione della sonda secondo la procedura medica.

6) Se questa posizione è appropriata, fissare il cavo con un nastro medico appropriato per evitare il cambiamento della profondità di inserimento. Posizionare il cavo in una posizione che non interferisca con la misurazione e garantisca la sicurezza del paziente.

7) Inserire il connettore della sonda di temperatura nell'interfaccia di temperatura dell'apparecchiatura di monitoraggio.

8) Ci vogliono almeno 3 minuti per ottenere una lettura corretta della temperatura. Dopo che il tempo di risposta è finito, la temperatura del paziente può essere monitorata. Le procedure specifiche di funzionamento devono essere in conformità con il manuale operativo dell'attrezzatura di monitoraggio.

9) La posizione della sonda dovrebbe essere controllata almeno ogni 4 ore.



Attenzione:

● Se la sonda non è in grado di monitorare accuratamente la temperatura, ciò indica che è posizionata in modo inappropriato o non correttamente posizionata. In caso di questa situazione, riposizionare la sonda o selezionare un altro tipo di sonda.

● Maneggiare con cura. Non tirare la giunzione tra il cavo e la spina, o la giunzione tra il cavo e l'elemento sensibile.

● Non annodare o legare strettamente i fili insieme. Non avvolgere i fili né sospenderli sull'attrezzatura.

● Una volta che la sonda di temperatura o il cavo di collegamento opzionale è danneggiato o non valido, deve essere eliminato immediatamente in conformità con il metodo di trattamento dei rifiuti medici rilasciato dall'istituzione locale o in base alle normative locali.

● Normalmente, le letture della temperatura del nucleo sono diverse dalle letture della temperatura della pelle.

● Questa sonda può essere utilizzata solo sotto la guida diretta di un medico o di un operatore sanitario autorizzato e può essere collegata solo a un monitor paziente compatibile.

Attenzione: Assicuratevi di leggere e comprendere tutte le seguenti avvertenze.

- Non alterare o modificare arbitrariamente questo prodotto, in quanto ciò influenzerà le sue prestazioni, compresa la precisione.
- Non bollire o autoclavare.
- La sonda sterile è monouso. Non riutilizzare. Non riapplicare la sonda ad un altro paziente per evitare infezioni incrociate.
- Utilizzare le sonde di temperatura solo sotto la guida diretta di professionisti sanitari autorizzati e formati.
- Pulire e disinfettare il cavo di collegamento appropriato prima dell'uso.
- Controllare e sostituire la sonda di temperatura danneggiata o non valida e il cavo di collegamento opzionale prima dell'uso.
- Utilizza queste sonde in conformità con le pratiche di applicazione standard raccomandate dal tuo istituto medico.
- Per evitare lesioni al paziente:

Non applicare queste sonde di temperatura su pazienti sottoposti a procedure di risonanza magnetica (MRI).

Prestare sempre attenzione alle informazioni di avvertimento quando si posiziona o si rimuove la sonda di temperatura dal paziente.

Quando si installano sonde e cavi, evitare situazioni che potrebbero impigliare il paziente, il che potrebbe causare il soffocamento, il soffocamento o, nel peggiore dei casi, inibire la circolazione sanguigna del paziente.

Quando si installano sonde e cavi, evitare situazioni che potrebbero impigliare la linea venosa e limitare il flusso venoso..

Avviso di radiofrequenza ed elettrochirurgia (ESU)

La verifica della compatibilità elettromagnetica (EMC) include test in conformità con gli standard internazionali EMC per i dispositivi medici. Per ulteriori informazioni, vedere la dichiarazione del produttore.

Tutti gli accessori dei sensori a filo collegati al paziente, comprese le sonde di temperatura, sono soggetti a errori di lettura, riscaldamento localizzato e possibili danni dovuti all'interferenza di fonti di energia RF ad alta densità. Le apparecchiature elettrochirurgiche (ESU) rappresentano una di queste fonti. La corrente accoppiata capacitiva può formare un circuito di messa a terra attraverso il cavo della sonda e gli strumenti correlati, con conseguenti ustioni del paziente.

Pertanto, quando possibile, cercare di rimuovere la sonda dal paziente prima di entrare nella sala operatoria o di confrontarsi con altre fonti di RF. Se la sonda deve essere usata insieme all'attrezzatura elettrochirurgica, controllare attentamente se l'attrezzatura collegata alla sonda ha un circuito di messa a terra indipendente dalla sorgente RF. Ridurre i rischi selezionando un punto di monitoraggio della temperatura tra la sonda utilizzata e il circuito di ritorno lontano dal circuito RF previsto.

Smaltimento

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltiti in conformità con le normative locali applicabili, non con i rifiuti domestici.

Se avete domande su queste informazioni, contattate il vostro rappresentante locale.

Nota: *Tutti i marchi registrati e lo stile del marchio menzionati in queste informazioni sono sempre appartenenti al possessore originale.

Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.
4° e 5° piano, edificio due, zona industriale di Hualian, comunità di Xinshi, via Dalang, distretto di Longhua,
518109 Shenzhen, REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
E-mail: sales@med-linket.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) Eiffestrasse 80, 20537 Amburgo, Germania
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726
Persona responsabile per il Regno Unito: Lotus Global Co Ltd
Indirizzo: 23 Maine Street, Reading, RG2 6AG,
Inghilterra, Regno Unito Tel: 0044-20-70961611

I seguenti simboli possono apparire sul prodotto o sull'etichetta del prodotto:

Fare riferimento al manuale/libretto di istruzioni	Sterilized using ethylene oxide	Non contiene lattice di gomma naturale	Limite di temperatura di stoccaggio	Limitazione dell'umidità di stoccaggio	Limitazione della pressione atmosferica	Non riutilizzare
Protezione contro la caduta verticale caduta di gocce d'acqua	Tipo BF parte applicata	Codice del lotto	Dispositivo medico	Data del produttore	Dispositivo unico Identificatore	Numero di modello