

Μη αποστειρωμένο • Επαναχρησιμοποιήσιμο

## Οδηγίες χρήσης

**Μοντέλο: βλέπε ετικέτα.****Συμβατότητα: βλέπε ετικέτα.****Προδιαγραφές**

Θερμοκρασίαόριο:Λειτουργία: +5°C έως +40°C; Αποθήκευση/Μεταφορά: -20°C έως +55°C  
 Περιορισμός υγρασίας ( Λειτουργία / Αποθήκευση / Μεταφορά): 0~95% χωρίς συμπύκνωση  
 Περιορισμός ατμοσφαιρικής πίεσης ( Λειτουργία / Αποθήκευση / Μεταφορά): 86kPa~106kPa



Προσοχή: Ο ομοσπονδιακός νόμος ( των Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ή κατόπιν εντολής γιατρού.

**Οδηγίες Χρήσης**

Το καλώδιο συνδέει τον ανιχνευτή Θερμοκρασίας που τοποθετείται στον ασθενή με τη συσκευή ( Οθόνη Παρακολούθησης του ασθενούς ), Αποτελεί σημαντικό μέρος του κυκλώματος που εφαρμόζεται στον ασθενή.

**Εγκατάσταση**

Για να εγκαταστήσετε σωστά το καλώδιο σύνδεσης, ενεργήστε ως εξής:  
 (Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της σχετικής ηλεκτρονικής ιατρικής συσκευής)

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

- Αυτό το προϊόν είναι εξάρτημα των Ανιχνευτών Θερμοκρασίας.
- Όλα τα εξαρτήματα αισθητήρων που είναι συνδεδεμένα με καλώδιο με τον ασθενή, συμπεριλαμβανομένων των ανιχνευτών θερμοκρασίας, υπόκεινται σε σφάλματα μετρήσεων, τοπική θέρμανση και πιθανή βλάβη λόγω παρεμβολής πηγών ενέργειας ραδιοσυχνότητας υψηλής πυκνότητας. Ο ηλεκτροχειρουργικός εξοπλισμός (ESU) αποτελεί μια τέτοια πηγή. Το χωρητικά συζευγμένο ρεύμα μπορεί να σχηματίσει κύκλωμα γείωσης μέσω του καλωδίου του ανιχνευτή και των σχετικών οργάνων, με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα στον ασθενή.
- ΜΗΝ εφαρμόζετε αυτούς τους ανιχνευτές θερμοκρασίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδικασίες Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (MRI).
- Να χρησιμοποιείτε πάντα με προσοχή όταν εφαρμόζετε, εισάγετε ή αφαιρείτε έναν ανιχνευτή θερμοκρασίας από έναν ασθενή.
- Το καλώδιο σύνδεσης μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί ( βλέπε την ακόλουθη διαδικασία), αλλά δεν μπορεί να αποστειρωθεί ή να τοποθετηθεί σε αυτόκαυστο. Επειδή η τοποθέτηση σε αυτόκαυστο θα προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο.
- Μην μουςκέψετε κανένα από τα δύο άκρα του καλωδίου σύνδεσης.
- Πριν από τη χρήση, να ελέγχετε και να βεβαιώνετε πάντα ότι το καλώδιο σύνδεσης δεν έχει υποστεί ζημιά ούτε έχει παλιώσει. Παρακαλείστε να απομακρύνετε εγκαίρως τα κατεστραμμένα ή παλιά καλώδια.
- Το βύσμα στο ένα άκρο του καλωδίου σύνδεσης μπορεί να εισαχθεί μόνο στην αντίστοιχη θύρα της οθόνης. Ποτέ μην συνδέετε το βύσμα σε πηγή ρεύματος, διαφορετικά το καλώδιο θα υποστεί ζημιά.
- Μην αποστειρώνετε με ακτινοβολία ,ατμό.

**Φροντίδα και Καθαρισμός και Απολύμανση**

Καθαρίστε το καλώδιο σύνδεσης με ζεστό σαπουνόνερο.

Απολύμανση του καλωδίου ( από τη μελέτη του εργαστηρίου ANIOS-αναφορά αριθ. 6416.94/ -387 )

1.Καθαρίστε το καλώδιο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα, διάλυμα αλατιού (1%) ή ένα από τα ακόλουθα διαλύματα:

- |                       |                     |                        |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| -- Wofasept           | -- Cidex (καθαρό)   | -- Sporidicin (1 : 16) |
| -- Cetylside (1 : 63) | -- Mucosol (3%)     | -- Buraton (καθαρό)    |
| -- Αλκοόλη (70%)      | -- Alconox (1 : 84) | -- Sagrotan            |

( Αποφύγετε την εμβύθιση του καλωδίου σε οποιοδήποτε από τα διαλύματα καθαρισμού).

2.Ξεπλύνετε το καλώδιο με νερό. Σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.

**Διάθεση**

Τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

**Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.**

Σημείωση: \* Όλα τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και το στυλ της μάρκας που αναφέρονται σε αυτές τις πληροφορίες ανήκουν πάντα στον αρχικό κάτοχο.



Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.

4ος και 5ος όροφος, Κτίριο Δύο, Βιομηχανική Ζώνη Hualian, Xinshi Κοινότητα, Οδός Dalang, Περιοχή Longhua, 518109 Shenzhen,

ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sales@med-linket.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Ευρώπη) Eiffestrasse 80, 20537 Αμβούργο, Γερμανία

Τηλ.: +49-40-2513175 Φαξ.: +49-40-255726

Αρμόδιος Ηνωμένου Βασιλείου: Lotus Global Co Ltd

Διεύθυνση: 23 Maine Street, Reading, RG2 6AG,

Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο Τηλέφωνο: 0044-20-70961611

Τα ακόλουθα σύμβολα ενδέχεται να εμφανίζονται στο προϊόν ή στην ετικέτα του προϊόντος:

Σειριακός αριθμός	Περιορισμός Υγρασίας Αποθήκευσης	Περιορισμός Θερμοκρασίας Αποθήκευσης	Ατμοσφαιρική πίεση Απομίμηση	Δεν περιέχει λατέξ από φυσικό καουτσούκ	Μη αποστειρωμένο	Ανατρέξτε στις οδηγίες	Ημερομηνία του Κατασκευαστή	Αριθμός μοντέλου	Ιατρική συσκευή	Μοναδικός Αναγνωριστικός Κωδικός Συσκευής