

Não esterilizado • Reutilizável

Instruções de Uso

Modelo: ver rótulo.

Compatibilidade: ver rótulo

Especificações

Limite de temperatura: operação: +5°C a +40°C; Armazenamento/Transporte: -20°C a +55°C

Limite de humidade: (Operação/Armazenamento/Transporte): 0~95% não-condensação

Limite de pressão atmosférica (Operação/Armazenamento/Transporte): 86kPa ~ 106kPa



Cuidado: A lei federal (E.U.A.) limita este dispositivo à venda por um médico ou por ordem de um médico.

Instruções de Uso

O cabo está ligado à sonda de temperatura colocada no paciente e no dispositivo (monitor do paciente), que é uma parte importante do circuito aplicado para o paciente.

Instalação

Para instalar o cabo de ligação correctamente, siga os seguintes:

(Consulte também as orientações para uso do dispositivo médico electrónico)



AVISO

- Este produto é um acessório das sondas de temperatura.
- Todos os acessórios de sensor guiado por fio ligado ao paciente, incluindo as sondas de temperatura, estão sujeitos ao erro de leitura, aquecimento localizado, e possíveis danos devido à interferência de fontes de energia de alta densidade de energia de radiofrequência. O equipamento electrocirúrgico (ESU) representa uma dessas fontes. A corrente capacitiva acoplada pode formar um circuito de aterramento através do cabo da sonda e instrumentos relacionados, resultando em queimaduras do paciente.
- NÃO aplique estas sondas de temperatura em pacientes submetidos a procedimentos de Imagem de Ressonância Magnética (IRM).
- Sempre utilize cuidadosamente ao aplicar, inserir ou remover a sonda de temperatura do paciente.
- O cabo de conexão pode ser limpo e desinfectado (ver o procedimento seguinte), mas não pode ser esterilizado ou autoclavado. Porque a autoclavagem irá danificar o cabo.
- Não molhe nenhuma das extremidades do cabo de conexão.
- Antes do uso, sempre verifique e confirme que o cabo de conexão não está danificado ou envelhecido. Por favor fique descartado o cabo danificado ou envelhecido a tempo.
- O conector em uma extremidade do cabo de conexão pode apenas ser inserido na porta correspondente do monitor. Nunca coloque o conector na fonte de alimentação ou o cabo será danificado.
- Não esterilize por irradiação e vapor.

Cuidados e Limpeza e Desinfecção

Limpe o cabo de conexão com água morna de sabão.

Desinfecte o cabo (extraído do estudo do ANIOS Laboratory-reference No.6416.94 / -387)

1. Limpe o cabo numa solução detergente suave, uma solução salina (1%) ou uma das seguintes soluções:

-- Wofasept -- Cidex (puro) -- Sporicidina (1 : 16)

-- Cetylside (1 : 63) -- Mucosol (3%) -- Buraton (puro)

-- Álcool (70%) -- Alconox (1 : 84) -- Sagrotan

(Seja evitada a imersão do cabo em qualquer uma das soluções de limpeza.)

Lave o cabo com água. Limpe-o com um pano seco e deixe secar completamente.

Descarte



Os resíduos eléctricos e os equipamentos electrónicos devem ser descartados de acordo com os regulamentos aplicáveis locais, mas não com resíduos domésticos.

Se tiver os problemas com respeito a quaisquer das informações. Entre em contacto com o representante local.

Nota: *Toda a marca registada e estilo de marca mencionados nestas informações pertencem sempre ao autor original.



Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.

4 e 5 andares, Edifício Dois, Zona Industrial de Hualian, Comunidade de Xinshi, Avenida Dalang, Distrito Longhua, 518109, Shenzhen, China

E-mail: sales@med-linket.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemanha

Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

Responsável no Reino Unido: Lotus Global Co Ltd

Endereço: Rua Maine 23, Reading, RG2 6AG,

Inglaterra, Reino Unido Tel: 0044-20-70961611

Os símbolos seguintes podem aparecer no produto ou no rótulo de produto:

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| Número de Série | Limite de Humidade de Armazenamento | Limite de Temperatura de Armazenamento | Limite de Pressão Atmosférica | Contém látex de borracha natural | Não esterilizado | Consulte as instruções | Data de Fabricação | Número de Modelo | Dispositivo Médico | Identificador de Dispositivo Único |