

Nesteril • Reutilizabil

Instrucțiuni de utilizare

Model: vedeți eticheta.

Compatibilitate: vedeți eticheta.

Specificații

Temperatură Limită: Funcționare: +5°C până la +40°C; Depozitare/Transport: -20°C până la +55°C

Limitarea umidității (funcționare/depozitare/transport): 0~95% fără condensare

Limitarea presiunii atmosferice (Funcționare/Depozitare/Transport): 86kPa~106kPa



Atenție: Legea federală (S.U.A.) limitează vânzarea acestui dispozitiv de către sau la comanda unui medic.

Instrucțiuni de utilizare

Cablul face legătura între sonda de temperatură plasată pe pacient și dispozitivul de monitorizare a pacientului. Reprezintă o parte importantă a circuitului aplicat pacientului.

Instalare

Pentru a conecta corect cablul, procedați după cum urmează;

(Consultați și instrucțiunile de utilizare a dispozitivului medical electronic în cauză)



AVERTIZARE

- Acest produs este un accesoriu al Sondelor de Temperatură.
- Toate accesoriile senzorilor conectați la pacient, inclusiv sondele de temperatură, fac obiectul unor erori de citire, încălzire localizată și posibile deteriorări din cauza interferenței surselor de energii de radiofrecvență (RF) de înaltă densitate. Echipamentele electrochirurgicale (ESU) reprezintă o astfel de sursă. Curentul capacitiv cuplat poate forma un circuit de împământare prin cablul sondei și instrumentele aferente, putând duce la cauzarea de arsuri pacientului.
- NU aplicați aceste sonde de temperatură pacienților care sunt supuși procedurilor de imagistică prin rezonanță magnetică (RMN).
- Folosiți întotdeauna cu atenție atunci când aplicați, introduceți sau scoateți o sondă de temperatură de la un pacient.
- Cablul de conectare poate fi curățat și dezinfectat (consultați următoarea procedură), dar nu poate fi sterilizat sau autoclavizat. Deoarece aceste proceduri vor deteriora cablul.
- Nu scufundați în lichide niciunul dintre capetele cablului de conectare.
- Înainte de utilizare, verificați și asigurați-vă întotdeauna că cablul de conectare nu este deteriorat sau uzat. Vă rugăm să aruncați la timp cablurile deteriorate sau uzate.
- Conectorul de la un capăt al cablului poate fi introdus doar în portul corespunzător al monitorului. Nu conectați niciodată conectorul la o sursă de alimentare sau cablul se va deteriora.
- Nu sterilizați prin iradiere sau abur.

Îngrijire, Curățare și Dezinfectare

Curățați cablul de conectare cu apă caldă și săpun.

Dezinfectarea cablului (conform studiului Laboratorului ANIOS - nr. de referință 6416.94 / -387)

1. Curățați cablul cu o soluție din detergent slab, o soluție de sare (1%) sau una dintre următoarele soluții:

-- Wofasept -- Cidex (pur) -- Sporicidin (1 : 16)

-- Cetilcid (1 : 63) -- Mucosol (3%) -- Buraton (pur)

-- Alcool (70%) -- Alconox (1 : 84) -- Sagrotan

(Evitați scufundarea cablului în oricare dintre soluțiile de folosite pentru curățare)

2. Clătiți cablul cu apă. Ștergeți-l cu o cârpă uscată și lăsați-l să se usuce complet.

Eliminare



Deșeurile provenite din echipamente electrice și electronice trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale aplicabile și nu împreună cu deșeurile menajere.

Dacă aveți întrebări cu privire la oricare dintre aceste informații, contactați reprezentantul local.

Notă: * Toate mărcile înregistrate și stilul mărcii menționate în aceste informații aparțin întotdeauna deținătorului de drept.



Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.

Etajele 4 și 5, Clădirea 2, Zona Industrială Hualian, Xinshi Community, Dalang Street, Longhua District, 518109 Shenzhen,

REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

E-mail: sales@med-linket.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germania

Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

Persoana Responsabilă din Regatul Unit: Lotus Global Co Ltd

Adresă: 23 Maine Street, Reading, RG2 6AG,

Anglia, Regatul Unit Tel: 0044-20-70961611

Următoarele simboluri pot apărea pe produs sau pe eticheta produsului:

Număr de serie	Limita umidității de depozitare	Limita temperaturii de depozitare	Presiune atmosferică Imitație	Nu conține latex din cauciuc natural	Nesteril	Consultați instrucțiunile	Data de Producător	Numărul modelului	Dispozitiv medical	Identificatorul unic al dispozitivului