

Je adoptováno sterilní balení

Návod k použití

Dnešní kvalitní péče o pacienta vyžaduje, aby monitorování tělesné teploty bylo nedílnou součástí všech fyziologických měření na operačním sále či JIP, CCU nebo ER. Med-link nabízí celou řadu sterilních a sterilizovatelných teplotních sond pro měření tělesné teploty u kritických pacientů.

Model: Viz štítek.

Kompatibilita: Viz štítek.

Doba trvanlivosti: 2 roky.

Specifikace

Teplotní rozsah: 25 °C až 45 °C

Přesnost: ±0.1 °C od 25 °C do 45 °C.

Teplotní limity: Provozní: +5 °C až +40 °C; Skladování/přepravování: -20 °C až +55 °C

Vlhkostní omezení (provoz/skladování/přeprava): 0~95%RH

Omezení atmosférickým tlakem (provoz/skladování/přeprava): 86kPa~106kPa

Zamýšlené použití: Používá se ve spojení s lékařským vybavením ke sběru a přenosu tělesné teploty pacienta.


Kontraindikace: Tento přípravek neaplikujte na místa s poškozenou tkání.



Upozornění: Federální zákony (USA) omezují prodej tohoto zařízení pouze pro lékaře nebo na jejich objednávku.

Návod k obsluze:

- 1) Vyberte prosím vhodnou teplotní sondu podle různých tvarů těla pacientů;
- 2) Ujistěte se prosím, že je obal je neporušený a nepoškozený, a roztrhněte obal, abyste mohli vyjmout teplotní sondu;
- 3) Ověřte prosím kompatibilitu sondy, abyste se ujistili, že je zařízení kompatibilní se sondou;
- 4) Úplně osušte kůži, kam bude sonda umístěna. Preferovaným místem pro měření je podpaží (viz obrázek níže).
- 5) Odlepte papír na sondě a sondu nalepte na předem vysušené místo. Pokud se v okolí nachází zdroj tepelného záření, zakryjte sondu reflexní nálepkou, aby tepelná radiace neovlivňovala přesnost sondy.
- 6) Kabel dejte na místo, které nevyruší měření a zajistí bezpečnost pacienta.
- 7) Zapojte konektor teplotní sondy do teplotního rozhraní monitorovacího zařízení.
- 8) Správné měření trvá alespoň 5 minut; po uplynutí této doby je možno monitorovat teplotu pacienta.
- 9) Konkrétní provozní postupy naleznete v manuálu k obsluze monitorovacího zařízení.
- 10) Poloha sondy by měla být kontrolována minimálně každé 4 hodiny, aby se zajistilo, že je stále aplikována správně a bezpečně.



Pozor:

- Pokud sonda nemůže přesně sledovat teplotu, znamená to, že je umístěna v nevhodné poloze nebo není správně umístěna. V případě výše uvedené situace přemístěte sondu nebo zvolte jiný typ sondy.
- Zacházejte s tím opatrně. Netahejte za spoj mezi kabelem a zástrčkou ani za spoj mezi kabelem a snímacím prvkem.
- Vodiče nesvazujte ani pevně nedávejte dohromady. Nenamotávejte dráty ani je nezavěšujte na zařízení.
- Jakmile je teplotní čidlo nebo volitelný propojovací kabel poškozen nebo je nefunkční, musí být okamžitě zlikvidován v souladu se způsobem nakládání se zdravotnickým odpadem vydaným místní institucí nebo podle místních předpisů.
- Normálně se hodnoty teploty jádra těla liší od hodnot teploty pokožky.
- Tuto sondu lze používat pouze pod přímým vedením oprávněného lékaře nebo poskytovatele zdravotní péče a lze ji připojit pouze ke kompatibilnímu monitorovacímu zařízení.

Varování: Nezapomeňte si přečíst a pochopit všechna následující varování.

- Tento produkt svévolně neupravujte, protože to ovlivní jeho výkon včetně přesnosti.
- Nikdy nepřivádějte k varu nebo neautoklávejte.
- Sterilní sonda je určena na jednorázové použití. Nepoužívejte ji znovu. Nepřikládejte sondu znovu k jinému pacientovi, abyste zabránili zkřížené infekci.
- Teplotní sondy používejte pouze pod přímým vedením autorizovaných a vyškolených zdravotnických pracovníků.
- Před použitím očistěte a vydezinfikujte příslušný propojovací kabel.
- Před použitím zkontrolujte a vyměňte poškozenou nebo neplatnou teplotní sondu a propojovací kabel.
- Používejte tyto sondy v souladu se standardními aplikačními postupy doporučenými vašim lékařským zařízením, aby nedošlo ke zranění pacienta:

Nepoužívejte tyto teplotní sondy u pacientů podstupujících vyšetření magnetickou rezonancí (MRI).

Při vkládání nebo vyjímání teplotní sondy vždy věnujte pozornost varovným informacím.

Při instalaci sond a kabelů se vyvarujte situacím, které by mohly pacienta zamotat do kabelu, což by mohlo způsobit dušení pacienta nebo v nejhorším případě omezení krevního oběhu pacienta.

Při instalaci sond a kabelů se vyhněte situacím, kde by se mohly kabely zamotat do žil a omezit žilní průtok.

Upozornění na radiové frekvence a elektrochirurgii (ESU)

Ověření elektromagnetické kompatibility (EMC) zahrnuje testování v souladu s mezinárodními standardy EMC pro zdravotnické prostředky. Další informace naleznete v prohlášení výrobce.

Veškeré příslušenství senzoru s elektrodou připojené k pacientovi, včetně teplotních sond, podléhá chybám čtení, lokálnímu zahřívání a možnému poškození v důsledku rušení zdrojů vysokofrekvenční energie s vysokou hustotou. Jedním z takových zdrojů je elektrochirurgické (ESU) zařízení. Kapacitní vázaný proud může tvořit zemnicí obvod přes kabel sondy a související nástroje, což může mít za následek popáleniny pacienta.

Proto, kdykoli je to možné, snažte se vyjmout sondu z pacienta před vstupem na chirurgický operační sál nebo konfrontací s jinými RF zdroji. Pokud musí být sonda použita společně s elektrochirurgickým zařízením, pečlivě zkontrolujte, zda zařízení připojené k sondě má zemnicí obvod nezávislý na RF zdroji. Snižte nebezpečí výběrem bodu monitorování teploty mezi použitou sondou a zpětným okruhem mimo očekávaný RF okruh.

Likvidace

Nepotřebná elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována v souladu s místními platnými předpisy, nikoli s domovním odpadem.

Máte-li dotazy týkající se kterékoli z těchto informací, kontaktujte svého místního zástupce.

Poznámka: *Všechny registrované ochranné známky a styl značky uvedené v této informaci vždy patří původnímu majiteli.



Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.

4. a 5. patro, budova 2, průmyslová zóna Hualian, komunita Xinshi, ulice Dalang, okres Longhua, 518109 Shenzhen ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA

E-mail: sales@med-linket.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Evropa) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburk, Německo

Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

Odpovědná osoba ve Spojeném království: Lotus Global Co Ltd

Adresa: 23 Maine Street, Reading, RG2 6AG, Anglie, Spojené království Tel: 0044-20-70961611

Na produktu nebo štítku produktu se mohou objevit následující symboly:

Viz návod k obsluze/brožura	Sterilized using ethylene oxide	Neobsahuje přírodní latex	Omezení skladovací teploty	Omezení vlhkosti při skladování	Omezení atmosférickým tlakem	Nepoužívejte znovu
IPX1		LOT	MD		UDI	#
Ochrana proti vertikálně padajícím kapkám vody	Použitý díl typu BF	Kód šarže	Zdravotnické zařízení	Datum výroby	Jedinečný identifikátor zařízení	Číslo modelu