

Confezione sterile è adottata

Istruzioni per l'uso

Oggi la qualità della cura del paziente richiede che il monitoraggio della temperatura corporea sia parte integrante di qualsiasi misurazione fisiologica in sala operatoria, in terapia intensiva, in terapia intensiva o in pronto soccorso. Med-link offre una linea completa di sonde di temperatura sterili e sterilizzabili per misurare la temperatura corporea dei vostri pazienti critici.

Modello: Vedi etichetta.

Compatibilità: vedi etichetta.

Durata di conservazione: 2 anni.

Specifiche

Gamma di temperatura: da 25 °C a 45 °C

Precisione: ±0.1 °C da 25 °C a 45 °C.

Limite di temperatura: Operativo: Da +5°C a +40°C; Conservazione/Trasporto: Da -20°C a +55°C

Limitazione di umidità (funzionamento/stoccaggio/trasporto): 0~95%RH


Limitazione della pressione atmosferica (funzionamento/stoccaggio/trasporto): 86kPa ~ 106kPa

Uso previsto: Viene utilizzato insieme alle apparecchiature mediche per raccogliere e trasmettere il segnale della temperatura corporea del paziente.

Controindicazioni: Non applicare questo prodotto su un sito con danni ai tessuti.

Istruzioni per il funzionamento:

- 1) Si prega di selezionare la sonda di temperatura appropriata secondo le diverse forme del corpo dei pazienti;
- 2) Confermare che il sacchetto di imballaggio è intatto e non danneggiato, e strappare il sacchetto di imballaggio per prendere la temperatura sonda;
- 3) Si prega di verificare la compatibilità della sonda per assicurarsi che l'attrezzatura sia compatibile con la sonda;
- 4) Asciugare completamente la superficie della pelle dove verrà posizionata la sonda. Il sito di misurazione preferito è l'ascella (come mostrato nella figura sottostante).
- 5) Staccare la carta protettiva della sonda e incollare la sonda sul sito asciugato in precedenza. Se c'è una fonte di radiazione termica nei dintorni, coprire la sonda con un adesivo riflettente per evitare che la radiazione influenzi la precisione della sonda.
- 6) Posizionare il cavo in un luogo che non interferisca con le misurazioni e garantisca la sicurezza del paziente.
- 7) Inserire il connettore della sonda di temperatura nell'interfaccia di temperatura dell'apparecchiatura di monitoraggio.
- 8) Ci vogliono almeno 5 minuti per ottenere una lettura corretta; una volta terminato il tempo di risposta, la temperatura del paziente può essere monitorata.
- 9) Fare riferimento al manuale operativo dell'apparecchiatura di monitoraggio per le procedure operative specifiche.
- 10) La posizione della sonda dovrebbe essere controllata almeno ogni 4 ore, assicurandosi che sia applicata in modo appropriato e sicuro.



Attenzione: La legge federale (U.S.A.) limita questo dispositivo alla vendita da parte o su ordine di un medico.

Attenzione:

- Se la sonda non è in grado di monitorare accuratamente la temperatura, ciò indica che è posizionata in modo inappropriato o non correttamente posizionata. In caso di questa situazione, riposizionare la sonda o selezionare un altro tipo di sonda.
- Maneggiare con cura. Non tirare la giunzione tra il cavo e la spina, o la giunzione tra il cavo e l'elemento sensibile.
- Non annodare o legare strettamente i fili insieme. Non avvolgere i fili né sospenderli sull'attrezzatura.
- Una volta che la sonda di temperatura o il cavo di collegamento opzionale è danneggiato o non valido, deve essere eliminato immediatamente in conformità con il metodo di trattamento dei rifiuti medici rilasciato dall'istituzione locale o in base alle normative locali.
- Normalmente, le letture della temperatura del nucleo sono diverse dalle letture della temperatura della pelle.
- Questa sonda può essere utilizzata solo sotto la guida diretta di un medico o di un operatore sanitario autorizzato e può essere collegata solo a un monitor paziente compatibile.

Attenzione: Assicuratevi di leggere e comprendere tutte le seguenti avvertenze.

- Non alterare o modificare arbitrariamente questo prodotto, in quanto ciò influenzerà le sue prestazioni, compresa la precisione.
- Non bollire o autoclavare.

- La sonda sterile è monouso. Non riutilizzare. Non riapplicare la sonda ad un altro paziente per evitare infezioni incrociate.
- Utilizzare le sonde di temperatura solo sotto la guida diretta di professionisti sanitari autorizzati e formati.
- Pulire e disinfettare il cavo di collegamento appropriato prima dell'uso.
- Controllare e sostituire la sonda di temperatura danneggiata o non valida e il cavo di collegamento opzionale prima dell'uso.
- Utilizza queste sonde in conformità con le pratiche di applicazione standard raccomandate dal tuo istituto medico.
- Per evitare lesioni al paziente:

Non applicare queste sonde di temperatura su pazienti sottoposti a procedure di risonanza magnetica (MRI). Prestare sempre attenzione alle informazioni di avvertimento quando si posiziona o si rimuove la sonda di temperatura dal paziente.

Quando si installano sonde e cavi, evitare situazioni che potrebbero impigliare il paziente, il che potrebbe causare il soffocamento, il soffocamento o, nel peggiore dei casi, inibire la circolazione sanguigna del paziente.

Quando si installano sonde e cavi, evitare situazioni che potrebbero impigliare la linea venosa e limitare il flusso venoso.

Avviso di radiofrequenza ed elettrochirurgia (ESU)

La verifica della compatibilità elettromagnetica (EMC) include test in conformità con gli standard internazionali EMC per i dispositivi medici. Per ulteriori informazioni, vedere la dichiarazione del produttore.

Tutti gli accessori dei sensori a filo collegati al paziente, comprese le sonde di temperatura, sono soggetti a errori di lettura, riscaldamento localizzato e possibili danni dovuti all'interferenza di fonti di energia RF ad alta densità. Le apparecchiature elettrochirurgiche (ESU) rappresentano una di queste fonti. La corrente accoppiata capacitiva può formare un circuito di messa a terra attraverso il cavo della sonda e gli strumenti correlati, con conseguenti ustioni del paziente.

Pertanto, quando possibile, cercare di rimuovere la sonda dal paziente prima di entrare nella sala operatoria o di confrontarsi con altre fonti di RF. Se la sonda deve essere usata insieme all'attrezzatura elettrochirurgica, controllare attentamente se l'attrezzatura collegata alla sonda ha un circuito di messa a terra indipendente dalla sorgente RF. Ridurre i rischi selezionando un punto di monitoraggio della temperatura tra la sonda utilizzata e il circuito di ritorno lontano dal circuito RF previsto.

Smaltimento

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltiti in conformità con le normative locali applicabili, non con i rifiuti domestici.

Se avete domande su queste informazioni, contattate il vostro rappresentante locale.

Nota: *Tutti i marchi registrati e lo stile del marchio menzionati in queste informazioni sono sempre appartenenti al possessore originale.

Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.
4° e 5° piano, edificio due, zona industriale di Hualian, comunità di Xinshi, via Dalang, distretto di Longhua, 518109 Shenzhen, REPUBBLICA POPOLARE DI CINA
E-mail: sales@med-linket.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) Eiffestrasse 80, 20537 Amburgo, Germania
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726 Persona responsabile per il Regno Unito: Lotus Global Co Ltd
Indirizzo: 23 Maine Street, Reading, RG2 6AG, Inghilterra, Regno Unito Tel: 0044-20-70961611

I seguenti simboli possono apparire sul prodotto o sull'etichetta del prodotto:

Fare riferimento al manuale/libretto di istruzioni	Sterilized using ethylene oxide	Non contiene lattice di gomma naturale	Limite di temperatura di stoccaggio	Limitazione dell'umidità di stoccaggio	Limitazione della pressione atmosferica	Non riutilizzare
IPX1		LOT	MD		UDI	#
Protezione contro la caduta verticale caduta di gocce d'acqua	Tipo BF parte applicata	Codice del lotto	Dispositivo medico	Data del produttore	Dispositivo unico identificatore	Numero di modello