

Zastosowano sterylne opakowanie

Wskazówki dotyczące użytkowania

Obecnie wysoka jakość opieki nad pacjentem wymaga, aby monitorowanie temperatury ciała stanowiło integralną część wszystkich pomiarów fizjologicznych na sali operacyjnej, oddziale intensywnej terapii, oddziale intensywnej opieki medycznej lub izbie przyjęć. Firma Med-link oferuje pełną linię sterylnych, nadających się do sterylizacji sond temperaturowych do pomiaru temperatury ciała u pacjentów w stanie krytycznym.

Model: Patrz etykieta.

Zgodność: patrz etykieta.

Okres trwałości produktu: 2 lata.

Dane techniczne

Zakres temperatury: od 25 °C do 45 °C

Dokładność: ±0,1 °C od 25 °C do 45 °C.

Dopuszczalna temperatura: Podczas pracy: +5°C do +40°C; Przechowywanie/transport: -20°C do +55°C

Ograniczenie wilgotności (praca, przechowywanie, transport): 0 ~ 95%RH

Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego (podczas pracy/magazynowania/transportu): 86kPa ~ 106kPa

Przeznaczenie: Jest używany w powiązaniu z aparaturą medyczną do zbierania i przesyłania sygnału temperatury ciała pacjenta.


Przeciwwskazania: Nie należy stosować tego produktu w miejscach, w których doszło do uszkodzenia tkanek.



Uwaga: Prawo federalne (USA) ogranicza sprzedaż tego urządzenia na receptę od lekarza lub na jego zlecenie.

Instrukcja obsługi:

- 1) Należy wybrać odpowiedni czujnik temperatury w zależności od budowy ciała pacjenta;
- 2) Upewnij się, że torba do pakowania jest nienaruszona i nieuszkodzona, a następnie rozewnij torbę do pakowania, aby wyjąć sondę temperatury.
- 3) Należy sprawdzić kompatybilność sondy, aby upewnić się, że sprzęt jest zgodny z sondą;
- 4) Całkowicie osusz powierzchnię skóry, na której zostanie umieszczona sonda. Preferowanym miejscem pomiaru jest pacha (jak pokazano na poniższym rysunku).
- 5) Odklej papier zabezpieczający na sondzie i przyklej sondę na uprzednio osuszone miejsce. Jeśli w pobliżu znajduje się źródło promieniowania ciepłego, przykryj sondę naklejką odblaskową, aby promieniowanie nie wpływało na dokładność sondy.
- 6) Umieść kabel w miejscu, które nie będzie przeszkadzać w wykonywaniu pomiarów i zapewni bezpieczeństwo pacjenta.
- 7) Podłącz złącze sondy temperatury do interfejsu temperatury w urządzeniu monitorującym.
- 8) Uzyskanie prawidłowego odczytu zajmuje co najmniej 5 minut; po upływie czasu reakcji można monitorować temperaturę pacjenta.
- 9) Szczegółowe procedury obsługi znajdują się w instrukcji obsługi urządzeń monitorujących.
- 10) Położenie sondy należy sprawdzać co najmniej co 4 godziny, upewniając się, że jest ona prawidłowo i bezpiecznie założona.



Uwaga:

- Jeśli sonda nie jest w stanie dokładnie monitorować temperatury, oznacza to, że jest umieszczona w nieodpowiednim miejscu lub nieprawidłowo. W takiej sytuacji należy zmienić położenie sondy lub wybrać inny typ sondy.
- Należy postępować ostrożnie. Nie ciągnij za połączenie między kablem a wtyczką ani za połączenie między kablem a czujnikiem.
- Nie należy tworzyć węzłów ani ciasno wiązać ze sobą przewodów. Nie wolno nawijać przewodów ani zawieszać ich na urządzeniu.
- Gdy sonda temperatury lub opcjonalny kabel łączący ulegną uszkodzeniu lub utracą ważność, należy je natychmiast wyrzucić zgodnie z zasadami postępowania z odpadami medycznymi wydanymi przez lokalną instytucję lub na mocy lokalnych przepisów.
- Zazwyczaj odczyty temperatury wnętrza ciała różnią się od odczytów temperatury skóry.
- Sonda może być używana wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem uprawnionego lekarza lub pracownika służby zdrowia i może być podłączona wyłącznie do kompatybilnego monitora pacjenta.

Ostrzeżenie: Należy przeczytać i zrozumieć wszystkie poniższe ostrzeżenia.

- Nie należy samowolnie zmieniać ani modyfikować tego produktu, ponieważ będzie to miało wpływ na jego działanie, w tym dokładność.
- Nigdy nie gotować ani nie sterylizować w autoklawie.
- Sonda sterylna jest jednorazowego użytku. Nie należy jej ponownie używać. Nie stosować sondy u innego pacjenta, aby zapobiec zakażeniu krzyżowemu.
- Z sond temperatury należy korzystać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem upoważnionych i przeszkolonych pracowników służby zdrowia.

- Przed użyciem należy oczyścić i zdezynfekować odpowiedni kabel łączący.
 - Przed użyciem należy sprawdzić i wymienić uszkodzoną lub niesprawną sondę temperatury oraz opcjonalny przewód łączący.
 - Sondy te należy stosować zgodnie ze standardowymi procedurami zalecanymi przez daną instytucję medyczną.
 - Aby uniknąć obrażeń ciała pacjenta:
- Nie należy stosować tych sond temperatury u pacjentów poddawanych procedurom obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI).
Należy zawsze zwracać uwagę na informacje ostrzegawcze podczas zakładania lub zdejmowania sondy temperatury z pacjenta.
Podczas instalowania sond i kabli należy unikać sytuacji, w których mogłyby one zaplątać pacjenta, co mogłoby spowodować jego uduszenie, zadławienie lub w najgorszym przypadku zahamować krążenie krwi.
Podczas instalowania sond i kabli należy unikać sytuacji, w których mogłyby one zaplątać się w przewód żylny i ograniczyć przepływ żylny.

Ostrzeżenie dotyczące częstotliwości radiowej i elektrochirurgii (ESU)

Weryfikacja kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) obejmuje badania zgodne z międzynarodowymi normami EMC dla urządzeń medycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu producenta. Wszystkie podłączone do pacjenta akcesoria do czujników przewodowych, w tym sondy temperatury, są narażone na błędy odczytu, miejscowe nagrzewanie i możliwe uszkodzenia spowodowane zakłóceniami powodowanymi przez źródła energii radiowej o dużym zagęszczeniu. Jednym z takich źródeł jest sprzęt elektrochirurgiczny (ESU). Prąd sprzężony pojemnościowo może utworzyć obwód uziemiający w kablu sondy i związanych z nim instrumentach, powodując oparzenia pacjenta. Dlatego zawsze, gdy jest to możliwe, należy odłączać sondę od pacjenta przed wejściem do sali operacyjnej lub kontaktem z innymi źródłami fal radiowych. Jeżeli sonda musi być używana razem ze sprzętem elektrochirurgicznym, należy dokładnie sprawdzić, czy sprzęt podłączony do sondy ma obwód uziemiający niezależny od źródła fal radiowych. Zmniejsz niebezpieczeństwo, wybierając punkt monitorowania temperatury między używaną sondą a obwodem powrotnym, z dala od spodziewanego obwodu RF.

Utylizacja

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, a nie razem z odpadami domowymi.

W przypadku pytań dotyczących powyższych informacji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.

Uwaga: * Wszystkie zastrzeżone znaki towarowe i marki wymienione w niniejszej informacji są zawsze własnością producenta.

Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.
4th and 5th Floor, Building Two, Hualian Industrial Zone, Xinshi Community, Dalang Street, Longhua District, 518109 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
E-mail: sales@med-linket.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726 Wielka Brytania Osoba odpowiedzialna: Lotus Global Co Ltd
Adres: 23 Maine Street, Reading, RG2 6AG, Anglia, Wielka Brytania Tel: 0044-20-70961611

Na produkcie lub na jego etykiecie mogą pojawić się następujące symbole:

Patrz na instrukcję obsługi	Sterilized using ethylene oxide	Nie zawiera lateksu naturalnego	Limit temperatury przechowywania	Ograniczenie wilgotności przechowywania	Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego	Nie używaj ponownie
IPX1		LOT	MD		UDI	#
Ochrona przed padającymi kroplami wody	Część aplikacyjna typu BF	Kod partii	Urządzenie medyczne	Data produkcji	Unikalny identyfikator urządzenia	Numer modelu