

A embalagem esterilizada é adoptada.

Instruções de Uso

A qualidade actual dos cuidados ao paciente exige que o monitoramento de temperatura corporal seja parte integrante de quaisquer medições fisiológicas na Sala de Operação, UCI, CCU, ou Sala de Emergência. Med-link oferece uma linha completa de sondas de temperatura estéreis e esterilizáveis para medir a temperatura corporal nos seus pacientes críticos.

Modelo: Ver rótulo.

Compatibilidade: ver rótulo.

Prazo de validade: 2 anos.

Especificações

Faixa de temperatura: 25 °C a 45 °C

Exatidão: ±0.1 °C de 25 °C a 45 °C.

Limite de temperatura: operação: +5 °C a +40 °C; Armazenamento/Transporte: -20 °C a +55 °C

Limite de humidade: (Operação/Armazenamento/Transporte): 0 ~ 95%RH

Limite de pressão atmosférica (Operação/Armazenamento/Transporte): 86kPa ~ 106kPa

Uso Pretendido: É utilizado em conjunto com o equipamento médico para recolher e transmitir o sinal de temperatura corporal do paciente.


Contra-indicações: Não aplique este produto num campo com danos nos tecidos.



Cuidado: A lei federal (E.U.A.) limita este dispositivo à venda por um médico ou por ordem de um médico

Instrução de Operação:

- 1) Por favor seleccione a sonda de temperatura adequada de acordo com as diferentes formas corporais dos pacientes;
- 2) Confirme que o saco de embalagem está intacto e não danificado e rasgue o saco de embalagem para retirar a sonda de temperatura;
- 3) Por favor verifique a compatibilidade da sonda para assegurar que o equipamento é compatível com a sonda;
- 4) Seque completamente a superfície de pele onde a sonda será colocada. O campo de medição preferido é a axila (como mostrada a figura abaixo).
- 5) Retire o papel de libertação na sonda, e cole a sonda no local previamente seco. Se houver uma fonte de radiação térmica à volta, cubra a sonda com um adesivo reflector para evitar que a radiação afecte a precisão da sonda.
- 6) Coloque o cabo num local que não faça interferência com as medições e que garanta a segurança do paciente.
- 7) Ligue o conector da sonda de temperatura à interface de temperatura do equipamento de monitorização.
- 8) Isto leva pelo menos 5 minutos para obter uma leitura correcta, após concluído o tempo de resposta, a temperatura pode ser monitorada.
- 9) Consulte o manual de operação do equipamento de monitoramento para procedimentos específicos de operação.
- 10) A posição da sonda deve ser verificada pelo menos de 4 em 4 horas, assegurando a sua aplicação adequada e segura.



Cuidado:

- Se a sonda não puder monitorar preciosamente a temperatura, indica que esta está na posição inapropriada ou não colocada correctamente. Nesse caso, recolha a sonda ou seleccione outro tipo de sonda.
- Tratar com cuidado. Não puxar a junção entre o cabo e a ficha ou a junção entre o cabo e o sensor.
- Não tecer ou unir firmemente os fios. Não enrolar os fios nem os suspender sobre o equipamento.
- Sempre que a sonda de temperatura ou o cabo de conexão opcional seja danificado ou inválido, deverá ser descartado imediatamente de acordo com o método de tratamento com resíduos médicos aprovado pela instituição local ou sob os regulamentos locais.
- Normalmente, as leituras de temperatura do núcleo são diferentes da leitura de temperatura de pele.
- Esta sonda pode apenas ser utilizada sob a orientação directa de um médico ou prestador de cuidados de saúde autorizado, e só pode ser ligada a um monitor de paciente compatível.

Aviso: Tenha de ler e entender todos os seguintes avisos.

- Não alterar ou modificar arbitrariamente este produto, pois isso afectará o seu desempenho, incluindo a precisão.
- Nunca ferva ou autoclave.
- A sonda estéril é descartável. Não a reutilizar. Não reapplicar a sonda a outro paciente para evitar infecção cruzada.
- Utilizar as sondas de temperatura apenas sob a orientação directa dos profissionais autorizados e treinados de cuidado de saúde

- Limpar e desinfetar o cabo de conexão apropriado antes do uso.
- Verificar e substituir a sonda de temperatura danificada ou inválida e o cabo de conexão opcional antes do uso.
- Utilizar essas sondas de acordo com as práticas de aplicação de padrão recomendadas pelas suas instituições médicas.
- Para evitar a ferida do paciente:
Não aplique estas sondas de temperatura em pacientes submetidos a procedimentos de Imagem de Ressonância Magnética (IRM).

Sempre preste atenção às informações de aviso quando a sonda de temperatura é colocada ou removida do paciente.

Ao instalar as sondas e cabos, devem ser evitadas as situações que possam enrolar o paciente, o que pode causar sufocação, asfixia, ou até inibir a circulação sanguínea do paciente.

Ao instalar as sondas e cabos, devem ser evitadas as situações que possam enrolar a linha venosa e restringir o fluxo venoso.

Aviso de radiofrequência e electrocirurgia (ESU)

A verificação da compatibilidade electromagnética (CEM) inclui o teste de acordo com os normas internacionais de CEM para os dispositivos médicos. Para mais informações, consulte a declaração do fabricante.

Todos os acessórios de sensor guiado por fio ligado ao paciente, incluindo as sondas de temperatura, estão sujeitos ao erro de leitura, aquecimento localizado, e possíveis danos devido à interferência de fontes de energia de alta densidade de energia de radiofrequência. O equipamento electrocirúrgico (ESU) representa uma dessas fontes. A corrente capacitiva acoplada pode formar um circuito de aterramento através do cabo da sonda e instrumentos relacionados, resultando em queimaduras do paciente.

No entanto, sempre que possível, deverá tentar remover a sonda do paciente antes de entrar na sala de operação cirúrgica ou de confrontar-se com outras fontes de radiofrequência. Se a sonda tiver de ser utilizada com o equipamento electrocirúrgico, verifique cuidadosamente se o equipamento ligado à sonda tem o circuito de aterramento independente da fonte de radiofrequência. Os prejuízos devem ser reduzidos seleccionando o ponto de monitoramento de temperatura entre a sonda utilizada e o circuito de retorno longe do circuito de radiofrequência esperado.

Descarte

Os resíduos eléctricos e os equipamentos electrónicos devem ser descartados de acordo com os regulamentos aplicáveis locais, mas não com resíduos domésticos.

Se tiver os problemas com respeito a quaisquer das informações. Entre em contacto com o representante local.

Nota: *Toda a marca registada e estilo de marca mencionados nestas informações pertencem sempre ao autor original.

Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.
4 e 5 andares, Edifício Dois, Zona Industrial de Hualian, Comunidade de Xinshi, Avenida Dalang, Distrito Longhua, 518109, Shenzhen, China
E-mail: sales@med-linket.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726
Responsável do Reino Unido: Lotus Global Co Ltd
Endereço: Avenida Maine Nº23, Leitura, RG2 6AG, Inglaterra, Reino Unido: 0044-20-70961611

Os símbolos seguintes podem aparecer no produto ou no rótulo de produto:

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | | | | |
| Consulte o manual de instruções/folheto | Sterilized using ethylene oxide | Não contém látex de borracha natural | Límite de Temperatura de Armazenamento | Limite de Humidade de Armazenamento | Limite de Pressão Atmosférica | Não reutilizar |
| IPX1 | | LOT | MD | | UDI | # |
| Protecção contra queda vertical de gotas de água | Parte aplicada tipo BF | Código de Lote | Dispositivo Médico | Data de Fabricação | Identificador de Dispositivo Único | Número de Modelo |