

Uso de envases estériles

Instrucciones de Uso

La calidad de la atención al paciente de hoy en día requiere que la monitorización de la temperatura corporal sea una parte integral de cualquier medición fisiológica en el quirófano, la UCI, la UCC o en urgencias. Med link ofrece una gama completa de sondas de temperatura esterilizables y estériles para medir la temperatura corporal de los pacientes críticos.

Modelo: Ver etiqueta.

Compatibilidad: ver etiqueta.

Período de validez: 2 años.

Especificaciones

Rango de temperatura: 25°C a 45°C

Precisión: ±0,1°C de 25°C a 45°C

Límite de temperatura: funcionamiento: + 5°C a + 40°C; Almacenamiento / transporte: - 20°C a + 55°C

Límite de humedad (Funcionamiento/Almacenamiento/Transporte): 0~95%RH

Limitación de la presión atmosférica (Funcionamiento/Almacenamiento/Transporte): 86kPa~106kPa

Uso previsto: Se utiliza junto con el equipo médico para recoger y transmitir la señal de temperatura corporal del paciente.


Contraindicaciones: No aplique este producto en áreas dañadas.



Precaución: La ley federal (EE.UU.) restringe la venta de este dispositivo a un médico o por orden de éste.

Instrucción de funcionamiento:

- 1) Seleccione la sonda de temperatura adecuada según las diferentes formas corporales de los pacientes;
- 2) Confirme que la bolsa de embalaje está intacta y sin daños, y rompa la bolsa de embalaje para sacar la sonda de temperatura;
- 3) Compruebe la compatibilidad de la sonda para asegurarse de que el equipo es compatible con ella;
- 4) Coloque la sonda en la superficie de la piel completamente seca. La posición de medición preferida es la axila (como se muestra a continuación).
- 5) Retire el papel de Liberación de la sonda y pegue la sonda en la posición pre-seca. Si hay una fuente de radiación térmica alrededor, cubra la sonda con una etiqueta reflectante para evitar que la radiación afecte la precisión de la sonda.
- 6) Coloque el cable en un lugar que no interfiera con la medición y garantice la seguridad del paciente.
- 7) Conecte el conector de la sonda de temperatura a la interfaz de temperatura del equipo de monitoreo.
- 8) Se tarda al menos 5 minutos en obtener la lectura correcta; Después del tiempo de reacción, se puede monitorizar la temperatura corporal del paciente.
- 9) Vea las instrucciones de funcionamiento del equipo de monitoreo para los pasos de operación específicos.
- 10) La posición de la sonda se comprobará al menos cada 4 horas para garantizar su uso correcto y seguro.

**Precaución:**

- Si la sonda no puede controlar con precisión la temperatura, indica que está colocada en una posición inadecuada o que no está bien colocada. En el caso de la situación anterior, cambie la posición de la sonda o seleccione otro tipo de sonda.
- Manipule con cuidado. No tire de la unión entre el cable y el enchufe, ni de la unión entre el cable y el elemento sensor.
- No anude ni agrupe los cables. No enrolle los cables ni los suspenda en el equipo.
- Una vez que la sonda de temperatura o el cable de conexión opcional estén dañados o no sean válidos, deberán ser desechados inmediatamente de acuerdo con el método de tratamiento de residuos médicos emitido por la institución local o según la normativa local.
- Normalmente, las lecturas de la temperatura central son diferentes de las lecturas de la temperatura de la piel.
- Esta sonda sólo puede utilizarse bajo la orientación directa de un médico o profesional sanitario autorizado, y sólo puede conectarse a un monitor de paciente compatible.

Advertencia: Asegúrese de leer y comprender todas las advertencias siguientes.

- No altere ni modifique arbitrariamente este producto, ya que esto afectará a su rendimiento, incluida la precisión.
- No hierva ni autoclave.
- La sonda estéril es desechable. No la reutilice. No vuelva a aplicar la sonda a otro paciente para evitar infecciones cruzadas.
- Utilice las sondas de temperatura sólo bajo la dirección directa de profesionales sanitarios autorizados y formados.

- Limpie y desinfecte el cable de conexión correspondiente antes de utilizarlo.
- Compruebe y sustituya la sonda de temperatura dañada o no válida y el cable de conexión opcional antes de su uso.
- Utilice estas sondas de acuerdo con las prácticas de aplicación estándar recomendadas por su institución médica.
- Para evitar lesiones al paciente:
No aplique estas sondas de temperatura en pacientes sometidos a procedimientos de Resonancia Magnética (RM). Preste siempre atención a la información de advertencia cuando coloque o retire la sonda de temperatura del paciente.
Cuando instale las sondas y los cables, evite situaciones que puedan enredar al paciente, lo que podría provocar su asfixia, ahogo o, en el peor de los casos, inhibir la circulación sanguínea del paciente.
Al instalar las sondas y los cables, evite situaciones que puedan enredar la línea venosa y restringir el flujo venoso.

Aviso de radiofrecuencia y electrocirugía (ESU)

La verificación de la compatibilidad electromagnética (CEM) incluye pruebas de acuerdo con las normas internacionales de CEM para dispositivos médicos. Para más información, consulte la declaración del fabricante. Todos los accesorios de sensores de cable conectados al paciente, incluidas las sondas de temperatura, están sujetos a errores de lectura, calentamiento localizado y posibles daños debido a la interferencia de fuentes de energía de radiofrecuencia de alta densidad. Los equipos electroquirúrgicos (ESU) representan una de estas fuentes. La corriente acoplada capacitiva puede formar un circuito de conexión a tierra a través del cable de la sonda y los instrumentos relacionados, dando lugar a quemaduras del paciente. Por lo tanto, siempre que sea posible, intente retirar la sonda del paciente antes de entrar en el quirófano o de enfrentarse a otras fuentes de RF. Si la sonda debe utilizarse junto con el equipo electroquirúrgico, compruebe cuidadosamente si el equipo conectado a la sonda tiene un circuito de conexión a tierra independiente de la fuente de RF. Reduzca los riesgos seleccionando un punto de control de la temperatura entre la sonda utilizada y el circuito de retorno, lejos del circuito de RF previsto.

Disposición

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben eliminarse de acuerdo con la normativa local aplicable, y no con los residuos domésticos.

Si tiene preguntas sobre esta información, póngase en contacto con su representante local.

Nota: * Todas las marcas registradas y el estilo de las marcas mencionadas en esta información pertenecen siempre al poseedor original.

Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.
4º y 5º Piso, Edificio Dos, Zona Industrial Hualian, Comunidad de Xinshi, Calle Dalang, Distrito Longhua,
518109 Shenzhen, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
E-mail: sales@med-linket.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726
United Kingdom LEADER: Lotus Global Limited
Dirección: 23 Redding Maine Street rg2 6ag,
UK England Tel: 0044 - 20 - 70961611

Los siguientes símbolos pueden aparecer en el producto o en el etiquetado del producto:

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| | | | | | | |
| Consulte las instrucciones | Sterilized using ethylene oxide | No contiene látex de caucho natural | Límite de la Temperatura de almacenamiento | Límite de Humedad de almacenamiento | Límite de Presión Atmosférica | No reutilizar |
| IPX1 | | LOT | MD | | UDI | # |
| Protección contra la caída vertical de gotas de agua | Parte aplicada de tipo BF | Código de lote | Dispositivo médico | Fecha de producción | Dispositivo único Identificador | Número de modelo |