

Steril förpackning ingår

## Användarinstruktioner

Dagens kvalitetspatientvård kräver att kroppstemperaturövervakning är en integrerad del av alla fysiologiska mätningar på operationsavdelningen, intensivvårdsavdelning, hjärtintensivvårdsavdelningen eller akuten.

Med-link erbjuder ett fullt sortiment av sterila temperatursonder för att mäta kroppstemperaturen på dina patienter.

Modell: Se etikett.

Kompatibilitet: Se etikett.

Bäst före-datum: 2 år.

### Specifikationer

Temperaturvariation: 25 °C till 45 °C

Noggrannhet: ±0.1 °C från 25 °C till 45 °C.

Temperaturgräns: I drift: +5 °C till +40 °C; Förvaring/Transportation: -20 °C till +55 °C

Fuktighetsbegränsning (drift/förvaring/transportering): 0~95%RH

Begränsning av atmosfärstryck (drift/lagring/transportering): 86kPa~106kPa

Avsedd användning: Produkten används tillsammans med medicinsk utrustning för att samla in och överföra patientens signaler från kroppstemperaturen.


Kontraindikationer: Applicera inte denna produkt på en plats med vävnadsskada.



Observera: Federal (U.S.A.) lag begränsar denna produkt att säljas av eller, på order av, en läkare.

### Användningsinstruktion:

- 1)Välj lämplig temperatursond enligt patientens olika kroppsformer;
- 2)Bekräfta att förpackningen är intakt och oskadad. Riv sen upp förpackningspåsen för att ta ut temperatursonden;
- 3)Vänligen verifiera sondens kompatibilitet för att säkerställa att utrustningen är kompatibel med sonden;
- 4)Torka helt av huden där sonden ska placeras. Den föredragna plasten att mäta temperaturen är armhålan (som visas i bilden nedan).
- 5)Dra av dragpappret på sonden och klistra på sonden på den plats som torkats i förväg. Om det finns en värmekälla i närheten, täck
- 6)Dra av dragpappret på sonden och klistra på sonden på den plats som torkats i förväg. Om det finns en värmekälla i närheten, täck sonden med ett reflekterande klistermärke för att undvika att strålningen påverkar sondens precision.
- 7)Anslut kontakter som finns på temperatursonden till temperaturgränssnittet på övervakningsutrustning.
- 8)Det tar minst 5 minuter att få en korrekt avläsning; efter att svarstiden är över kan patientens temperatur övervakas.
- 9)Se användarmanualen för övervakningsutrustning för specifika driftprocedurer.
- 10)Sondens position bör kontrolleras minst var 4:e timme, för att säkerställa att den appliceras korrekt och säkert.



### Observera:

- Om sonden inte kan övervaka temperaturen exakt, kan det betyda att den är placerad i en felaktig position, eller inte korrekt installerad. I händelse av ovanstående situation, flytta sonden eller välj en annan typ av sond.
- Hanteras varsamt. Dra inte i kopplingen mellan kabeln och kontakten, eller kopplingen mellan kabeln och avkänningselementet.
- Knyt inte eller trassla ihop trådarna hårt. Linda inte kablar och häng inte upp dem på utrustningen.
- När temperatursonden, eller den valfria anslutningskabeln, är skadad eller ogiltig ska den omedelbart kasseras i enlighet med den metod för hantering av medicinskt avfall som utfärdats av den lokala institutionen eller enligt lokala bestämmelser.
- Normalt skiljer sig kroppstemperaturavläsningarna från hudtemperaturavläsningar.
- Den här sonden kan endast användas under direkt ledning av en utbildad läkare eller vårdgivare och kan endast anslutas till en kompatibel patientmonitor.

Varning: Se till att läsa och förstå alla varningar.

- Ändra inte denna produkt, eftersom detta kommer att påverka dess prestanda och noggrannhet.
- Aldrig koka i en autoklav.
- Den sterila sonden är för engångsbruk. Återanvänd inte. Applicera inte sonden igen på en annan patient. Detta för att förhindra korsinfektion.
- Använd temperatursonder endast under direkt bevakning av utbildad sjukvårdspersonal.
- Rengör och desinficera använd anslutningskabel före användning.
- Kontrollera och byt ut den skadade eller ogiltiga temperatursonden och den använda anslutningskabeln före användning.

- Använd dessa sonder i enlighet med standardapplikationspraxis som rekommenderas av din medicinska institution.
- För att undvika patientskador:

Applicera inte dessa temperatursonder på patienter som genomgår magnetisk resonanstomografi (MRT).

Var alltid uppmärksam för varningsinformationen när du placerar eller tar bort temperatursonden från patienten.

Vid installation av sonder och kablar, undvik situationer som kan trassla in patienten med sladdar eller annat, så det kan få patienten att kvävas, eller i värsta fall hämma patientens blodcirkulation.

När du installerar sonder och kablar, undvik situationer som kan trassla in vener, och begränsa venets blodflöde.

### Varning för radiofrekvens och elektrokirurgi (ESU).

Verifiering av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) inkluderar testning i enlighet med EMC internationella standarder för medicinsk utrustning. För mer information, se tillverkarens uttalande.

Alla patientanslutna trådledningssensortillbehör, inklusive temperatursonder, är föremål för läsfel, lokal uppvärmning och möjlig skada på grund av störningar från högdensitetskällor för RF-energi. Elektrokirurgisk (ESU) utrustning representerar en sådan källa. Den kapacitiva kopplade strömmen kan bilda en jordningskrets genom sondkabeln och tillhörande instrument, vilket resulterar i patientens brännskador.


Försök därför, när det är möjligt, att ta bort sonden från patienten innan du går in i operationssalen eller konfronterar andra RF-källor. Om sonden måste användas tillsammans med den elektrokirurgiska utrustningen, kontrollera noggrant om utrustningen som är ansluten till sonden har en jordningskrets oberoende av RF-källan. Minska riskerna genom att välja en temperaturövervakningspunkt mellan den använda sonden och returkretsen bort från den förväntade RF-kretsen.

### Kassering

 Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning måste kasseras i enlighet med lokala tillämpliga bestämmelser, inte tillsammans med hushållsavfall.










**Om du har frågor om någon av denna information, kontakta din lokala representant.**

**Notera:** \* Alla registrerade varumärken och varumärkesstilar som nämns i denna information tillhör alltid den ursprungliga tillverkade innehavaren. фекции.

 Shenzhen Med-link Electronics Tech Co., Ltd.  
4th and 5th Floor, Building Two, Hualian Industrial Zone, Xinshi Community, Dalang Street, Longhua District,  
518109 Shenzhen, FOLKREPUBLICEN KINA  
E-post: sales@med-linket.com

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Tyskland  
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726  
Ansvarig utgivare i Storbritannien: Lotus Global Co Ltd  
Adress: 23 Maine Street, Reading, RG2 6AG,  
England, Storbritannien Tel: 0044-20-70961611

### Följande symboler kan förekomma på produktens eller produktmärknings:

						
Se bruksanvisningen/ häftet	Sterilized using ethylene oxide	Innehåller ingen naturgummilätex	Lagringsbegränsning- Temperatur	Lagringsbegränsning- Luftfuktighets	Atmosfäriskt tryckbegränsning	Återanvänd inte
<b>IPX1</b>		<b>LOT</b>	<b>MD</b>		<b>UDI</b>	<b>#</b>
Skydd mot vertikalt fallande vattendroppar	Typ BF - applicerad del	Batchkod	Medicinsk utrustning	Tillverkningsdatum	Unik enhetsidentifierare	Modellnummer