



## Upper Body Blanket

### WARNINGS

- Physician's order is required for temperature setting and for use of therapy. Patients should be checked at least every 20 minutes. Higher risk patients; including pediatric, temperature sensitive patients, and operating room patients should be checked more frequently.
- Failure to monitor the patient's condition during therapy may result in skin damage or an undesirable elevated patient temperature.
- Follow physician order/hospital policy for discontinuation of therapy. Notify physician for changes in patient condition.
- Reduce air temperature or discontinue warming therapy per physician order. Notify the physician for changes in patient condition.
- Treatment of patient with poor circulation should be started in the lower temperature ranges (LOW or MEDIUM setting). The temperature setting can be increased as tolerated. In case of impaired circulation, use reduced temperature settings.
- Do not use the FilteredFlo® blankets distal to arterial cross clamping. Non-observance can lead to thermal injury.
- Do not use with a patient with an ischemic limb. Thermal injury may occur.
- FilteredFlo® Blankets are intended for single patient use only. Reuse may result in biocontamination or cross-infection.
- Use of Warming unit not connected to blanket may result in thermal injury.

### PRECAUTIONS

- Caution: US Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed healthcare professional.

### INDICATIONS FOR USE

The FilteredFlo® Upper Body blanket is intended to be used with the WarmAir® patient warming system. The WarmAir® patient warming system is intended to prevent hypothermia and/or reduce cold discomfort before, during, and after surgical procedures. The thermal regulating system is used to raise a patient's temperature and/or maintain a desired patient temperature through convective heat transfer from the controller to a warm-air heated blanket. The single-patient use blankets transfer the thermal energy to adult, pediatric, or neonate patients to obtain/maintain normal body temperature. It is intended for use by appropriately trained healthcare professionals in clinical environments.

### CONTRAINdications

None known

### PRODUCT DESCRIPTION

The FilteredFlo® Upper Body blanket is placed over or under adult, pediatric or neonatal patients and is connected to the patient warming system through a flexible hose. Heated air is blown through the hose to the blanket to provide patient therapy by the means of warmed air.

### SET UP

- Position blanket on patient's chest with arrow toward patient's head.
- Unfold across patient's chest and outstretched arms. Dark blue side of blanket should be next to skin.
- Remove paper backing from tape and affix to patient to help prevent migration of air across operative site.
- Insert heater hose into air inlet port. Optional straps are provided for use with the patient.

### OPERATING INSTRUCTIONS

- Follow the WarmAir® Operation Manual for operating instructions.

### CLEANING

- FilteredFlo® blankets are single-patient use and should be discarded after each use and per hospital protocol.

### STORAGE

- Store blanket in cool, dry environment, free from items that may puncture the blanket.

### NL

## Deken voor het bovenlichaam

### WAARSCHUWINGEN

- De instelling van de temperatuur en de toepassing van de therapie is uitsluitend toegestaan onder verantwoordelijkheid van een arts. Patiënten moeten minstens om de 20 minuten worden gecontroleerd. Patiënten met hoger risico, waaronder pediatrische, temperatuurgevoelige en OK-patiënten moeten frequenter worden gecontroleerd.
- Wanneer nagelaten wordt de toestand van de patiënt tijdens de behandeling regelmatig te controleren, kan dit leiden tot huidletsel of een ongewenst hoge temperatuur van de patiënt.
- Volg de instructies van de arts/het ziekenhuisbeleid voor stopzetten van de therapie. Meld wijzigingen in de toestand van de patiënt aan de arts.
- Verlaag de luchtentemperatuur of breekt de warmtebehandeling af volgens de instructies van de arts. Meld wijzigingen in de toestand van de patiënt aan de arts.
- De behandeling van patiënten met een gebrekkeige bloedcirculatie moet gestart worden in de lagere temperatuurgebieden (instelling 'LOW' (Laag) of MEDIUM (Midden)). Bij toename tolerantie kan de temperatuur worden opgevoerd. Gebruik bij circulatiestoornissen een lagere temperatuurstelling.
- Gebruik geen FilteredFlo®-dekens distaal van dwarsafklemmeing van de aorta. Bij niet opvolging kan dit leiden tot thermisch letsel.
- Niet gebruiken bij een patiënt met een ischemisch lidmaat. Er kan thermisch letsel optreden.
- FilteredFlo® dekens zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Hergenomen kan leiden tot biocontaminatie of kruisbesmetting.
- Gebruik van een verwarmingseenheid die niet is aangesloten op het deken kan resulteren in thermisch letsel.

### VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Let op: Krachtens de federale wetgeving mag dit product alleen door of op voorschrijf van een bevoegde zorgverlener worden verkocht.

### GEbruiksaanwijzing

Het FilteredFlo® bovenlichaamdeken is bedoeld voor gebruik met het WarmAir® patiëntverwarmingssysteem. Het WarmAir® -patiëntverwarmingssysteem is bedoeld om hypothermie te voorkomen en/of ongemak door kou vóór, tijdens en na chirurgische procedures te beperken. Het thermische regelsysteem wordt gebruikt om de temperatuur van een patiënt te verhogen en/of een gewenste patiënttemperatuur in stand te houden door convectiewarmte van de controller over te brengen naar een met warme lucht verwarmde deken. De dekens zijn voor eenmalig gebruik in dragen de thermische energie over naar volwassen, pediatrische of pasgeboren patiënten om een normale lichaamstemperatuur te bereiken of in stand te houden. De deken is bedoeld voor gebruik door speciaal opgeleide professionele zorgverleners in een klinische omgeving.

### CONTRAINDICATIES

Geen bekend

### PRODUCTBESCHRIJVING

Het FilteredFlo® bovenlichaamdeken wordt over of onder volwassen, pediatrische of pasgeboren patiënten geplaatst en wordt aangesloten op het patiëntverwarmingssysteem via een flexibele slang. Verwarmde lucht wordt door de slang naar het deken geblazen om patiënttherapie te verstrekken door middel van verwarmde lucht.

### OPERATING INSTRUCTIONS

- Plaats het deken op de borst van de patiënt met de pijl naar het hoofd van de patiënt gericht.
- Vouw open over de borst van de patiënt in uitgestrekte armen. De donkerblauwe zijde van het deken moet zich naast de huid bevinden.
- Verwijder de papieren strook van de tape en breng aan op de patiënt om te voorkomen dat er zich lucht verplaats over de werkende plek.
- Breng de verwarmings slang in de luchtinlaatpoort. Optionele banden worden bijgeleverd voor gebruik met de patiënt.

### INSTALLATIE

- La couverture FilteredFlo® Upper Body est placée sur ou sous des patients adultes, pédiatriques ou néonataux et elle est reliée au système de réchauffage de patient à travers d'un tuyau flexible. L'air chauffé est soufflé à travers le tuyau jusqu'à la couverture pour traiter le patient au moyen d'air réchauffé.

### BEDIENINGSINSTRUCTIES

- Volg de bedieningshandleiding van de WarmAir® voor bedieningsinstructies.

### REINIGEN

- De instelling van de temperatuur en de toepassing van de therapie is uitsluitend toegestaan onder verantwoordelijkheid van een arts. Patiënten moeten minstens om de 20 minuten worden gecontroleerd. Patiënten met hoger risico, waaronder pediatrische, temperatuurgevoelige en OK-patiënten moeten frequenter worden gecontroleerd.

### OPSLAG

- Sla het deken op in een koele, droge omgeving zonder items die het deken kunnen doorboren.

### FR

## Couverture pour la partie supérieure du corps

### AVERTISSEMENTS

- Le réglage de la température et le traitement se feront suivant les ordonnances du médecin. Les patients doivent être surveillés au moins toutes les 20 minutes. Les patients à plus haut risque, incluant les patients pédiatriques, ceux sensibles à la température et ceux en salle d'opération doivent faire l'objet d'une surveillance plus régulière.

- Si le patient n'est pas surveillé pendant le traitement, des lésions de la peau ou une température du patient élevée et non désirée peuvent s'ensuivre.

- Respecter l'ordonnance du médecin/la politique de l'établissement pour ce qui est de l'arrêt du traitement. Signaler au médecin tout changement dans l'état du patient.

- Utiliser les couvertures FilteredFlo® sont prévues pour être utilisées sur un seul patient et elles doivent être jetées après chaque utilisation selon la politique de l'établissement

### RANGEMENT

- Ranger la couverture dans un local frais et sec, dépourvu d'éléments susceptibles de la perforer.

### DE

## Decke für den Oberkörper

### WARNHINWEISE

- Für die Temperaturinstellung und die Verwendung für die Therapie ist eine Anweisung des Arztes erforderlich. Die Patienten müssen mindestens alle 20 Minuten kontrolliert werden. Stärker gefährdete Patienten, einschließlich Kindern sowie temperaturempfindlichen Patienten und OP-Patienten sollten häufiger kontrolliert werden.

- Wird der Zustand des Patienten während der Therapie nicht überwacht, können Hautschäden oder eine zu hohe Körpertemperatur die Folge sein.

- Die Therapie gemäß Verordnung des Arztes / Vorschrift des Hospitals abbrechen. Den Arzt bei Veränderungen des Zustands des Patienten verständigen.

- Ne pas utiliser les couvertures FilteredFlo® distalement en cas de clampage de la crosse aortique au risque de provoquer des brûlures.

- Ne pas utiliser chez les malades avec extrémités ischémiques. Des lésions par effet thermique pourraient s'ensuivre.

- Les couvertures FilteredFlo® sont à usage unique pour un seul patient. Toute réutilisation entraîne des risques de bio-contamination ou d'infection croisée.

- L'utilisation d'une unité de réchauffement non reliée à une couverture peut entraîner des brûlures.

### PRÉCAUTIONS

- Attention: En vertu de la législation fédérale des États-Unis, ce dispositif ne peut être vendu que par un médecin agréé ou sur ordonnance médicale.

### INDICATIONS D'UTILISATION

La couverture FilteredFlo® Upper Body est conçue pour être utilisée avec le système de réchauffement de patient WarmAir®. Le système de réchauffement de patient WarmAir® est prévu pour prévenir les hypothermies et/ou réduire l'inconfort provoqué par le froid avant, pendant et après les interventions chirurgicales. Il s'emploie pour éléver la température de patient et/ou maintenir la température du patient et/ou maintenir la température souhaitée par le biais d'un transfert thermique par convection entre le régulateur et une couverture chauffée à l'air chaud. Les couvertures pour patient unique transfèrent l'énergie thermique vers les patients adultes, de pédiatrie ou nouveau-nés de façon à obtenir/maintenir une température corporelle normale. Ce système est prévu pour être utilisé par des professionnels formés en soins de santé dans des environnements cliniques.

### CONTRAINDICATIONS

Aucune connue

### DESCRIPTION DU PRODUIT

La couverture FilteredFlo® Upper Body est placée sur ou sous des patients adultes, pédiatriques ou néonataux et elle est reliée au système de réchauffage de patient à travers d'un tuyau flexible. L'air chauffé est soufflé à travers le tuyau jusqu'à la couverture pour traiter le patient au moyen d'air réchauffé.

### CONFIGURATION

- Placer la couverture sur le torse du patient avec la flèche orientée vers sa tête.

- Déplier en travers du torse du patient et des bras tendus. La face bleue foncé de la couverture doit être sur la peau.

- Retirer le renforcement des rubans et l'attacher au patient pour éviter la migration d'air à travers le site opératoire.

- Insérer le tuyau du chauffage dans l'entrée d'air. Des attaches supplémentaires sont fournies pour être utilisées avec le patient.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Sla het deken op in een koele, droge omgeving zonder items die het deken kunnen doorboren.

### KONTRAINDIKATIONEN

Es sind keine bekannt

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die FilteredFlo® Oberkörperdecke wird auf oder unter erwachsenen, pädiatrischen oder neonatalen Patienten gelegt und mit einem flexiblen Schlauch an das Patientenwärmesystem angeschlossen. Erwärmte Luft wird zur Wärmluftbehandlung des Patienten durch den Schlauch zur Decke geleitet.

### ANWENDUNG

- Legen Sie die Decke mit dem Pfeil zum Kopf des Patienten zeigend auf die Brust des Patienten.

- Falten Sie die Decke über der Brust und den ausgestreckten Armen der Patienten auseinander. Die dunkelblaue Seite der Decke ruht auf der Haut.

### NETTOYAGE

- Les couvertures FilteredFlo® sont prévues pour être utilisées sur un seul patient et elles doivent être jetées après chaque utilisation selon la politique de l'établissement

### RANGEMENT

- Ranger la couverture dans un local frais et sec, dépourvu d'éléments susceptibles de la perforer.

### DE

## Decke für den Oberkörper

### ADVERTENCIAS

- Se requiere la orden de un médico para el ajuste de la temperatura y para el uso de la terapia. Se debe controlar a los pacientes al menos cada 20 minutos.

- Los pacientes de mayor riesgo, incluidos los pacientes pediátricos, los pacientes sensibles a la temperatura y los pacientes en quirófano deben ser controlados con más frecuencia.

- Si no se controla el estado del paciente durante la terapia se pueden provocar daños en la piel o temperaturas elevadas no deseadas en el paciente.

- Die Behandlung von Patienten mit schlechter Blutzirkulation im unteren Temperaturbereich (NIEDRIGE oder MITTLERE Einstellung) beginnen. Die Temperatur kann erhöht werden, wenn die höhere Temperatur vertragt wird. Bei Patienten mit schlechter Blutzirkulation niedrigere Temperatur-einstellungen verwenden.

- FilteredFlo® Decken sind nur für den Gebrauch durch einen einzelnen Patienten vorgesehen.

- Die Patienten müssen mindestens alle 20 Minuten kontrolliert werden.

### LAGERUNG

- Lagern Sie die Decke an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Gegenständen, die in die Decke durchlöchern könnten.

### ES

## Manta para parte superior del cuerpo

### ADVERTENCIAS

- Las mantas FilteredFlo® son para uso exclusivo de un paciente y se deben desechar después de cada uso siguiendo el protocolo del hospital.

### ALMACENAMIENTO

- Guarda la manta en un lugar fresco y seco, lejos de elementos que puedan causar pinchaduras o roturas en la manta.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Per le istruzioni d'uso, attenersi a quanto indicato nel manuale d'uso di WarmAir®.